

Cuchillas Beaver® Micro-Sharp™ y Cuchilletes Micro-Unitome™

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS












| | |
|--|---|
| Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios | Vida útil: • Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. |
| Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU. | Indicaciones: • Diseñados para realizar pequeñas incisiones en cirugía. |
| Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 | Composición del producto: • Hoja: Acero inoxidable • Mango: HIPS • Sin: Látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal |
| Para el producto estéril: • GAMMA • Steris Corporation, Isomedix Services | Material de embalaje: <u>Hojas:</u> • Principal: Tubo PE • Secundario: Película PET/PE • Transportista: Envase de papel <u>Bisturíes:</u> • Principal: Bandeja PE • Secundario: Película PET/PE • Transportista: Envase de papel |

Características generales:

- Las cuchillas punzantes incluyen un código de colores para poder identificarlas de forma sencilla y precisa.
- Están disponibles en una amplia gama de tamaños para que se adapten a las preferencias del cirujano.
- Consulte el catálogo para obtener una lista de los mangos Beaver® compatibles.

Advertencia y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

| Cuchilletes Beaver® Micro-Sharp™ y Micro-Unitome™ | | |
|---|---|-------------------|
| N.º de artículo | Descripción | Cantidad por caja |
| BVI-377511 | Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 1,5 mm 15°  | 6 |
| BVI-377512 | Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 1,5 mm 15°  | 10 |
| BVI-377513 | Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 3,0 mm 15°  | 6 |
| BVI-377514 | Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 3,0 mm 15°  | 10 |
| BVI-377515 | Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 5,0 mm 15°  | 6 |
| BVI-377516 | Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 5,0 mm 15°  | 10 |
| BVI-377522 | Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 4,0 mm 22,5°  | 6 |
| BVI-377523 | Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 4,0 mm 22,5°  | 10 |
| BVI-377530 | Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 3,5 mm 30° (negra)  | 6 |
| BVI-377531 | Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 3,5 mm 30° (negro)  | 10 |
| BVI-377546 | Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 3,0 mm 45°  | 10 |

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA