

# Hojas quirúrgicas Beaver® Micro-Blade™

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Realización de incisiones durante diversos procedimientos quirúrgicos.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hoja:</b> acero inoxidable.</li><li>• <b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Óxido de etileno.</li><li>• Sterigenics.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Principal:</b> espuma de poliuretano de celdas abiertas.</li><li>• <b>Secundario:</b> blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.</li></ul>

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**bvi Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight


## Características generales:

- Diseñadas para cirugías de cataratas, médicas de urgencia y reconstructivas.
- Hoja preformada y afilada.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Hojas quirúrgicas Beaver® Micro-Blade™		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-377615	Beaver® Micro-Blade™, 15° 	25
BVI-377630	Beaver® Micro-Blade™, 30° 	25

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA