

Bisturíes MVR de puerto lateral de seguridad Beaver® EdgeAhead®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: • Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: <u>378210 - 378212 - 378231</u> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU. * <u>378233</u> Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: • Diseñados para realizar incisiones punzantes durante cirugías oculares.
Información de certificación: <u>Para el producto: 378210 - 378212 - 378231</u> Certificado CE ISO 13485:2003 * <u>Para el n.º de producto 378233:</u> Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: • Hoja: Acero inoxidable • Mango: Polieterimida • Protección: Ultem (policarbonato) • Sin: Látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Para el producto estéril: <u>Waltham:</u> • Rayos gamma • Steris Corporation, Isomedix Services * <u>Bidford:</u> • Rayos gamma • Synergy Health	Material de embalaje: Principal: • HIPS Secundario: • Blíster PETG, tapa de Tyvek recubierta Transportista: • Cartón de papel

* Fabricado en Bidford

Características generales:

- Los bisturíes de seguridad Beaver® están diseñados para minimizar el riesgo de lesiones accidentales por hoja quirúrgica que puedan producirse durante todas las fases de un procedimiento quirúrgico; antes de su uso, durante el transcurso, entre los pasos del procedimiento, después de su uso o durante su eliminación.
- Los bisturíes de seguridad Beaver® tienen básicamente el mismo tamaño y peso que los bisturíes oculares convencionales.
- La cubierta protectora de los bisturíes de seguridad Beaver® se puede activar o desactivar fácilmente con una mano.
- Los bisturíes de puerto lateral/MVR de seguridad Beaver® EdgeAhead® están fundamentalmente diseñados para incisiones estancas, de tipo túnel y de autosellado.

Advertencia y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Bisturíes MVR de puerto lateral de seguridad Beaver® EdgeAhead®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
378210	Bisturí de puerto lateral de seguridad Beaver® 1,0 mm 45°	10
378212	Bisturí de puerto lateral de seguridad Beaver® 1,2 mm 45°	10
378231	Bisturí de puerto lateral de seguridad Beaver® 1,15 mm 45°	10
378233 (fabricado en Bidford)	*Bisturí de seguridad Beaver® EdgeAhead® Con ángulo de puerto lateral de 0,60 mm (23 G)	10

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com