

# Cuchilletes de seguridad FACO Beaver® Xstar®

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseñados para realizar incisiones durante la cirugía de cataratas.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hoja:</b> acero inoxidable.</li><li>• <b>Mango:</b> Polieterimida</li><li>• <b>Protección:</b> Ultem (policarbonato)</li><li>• <b>Sin:</b> Látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rayos gamma.</li><li>• Steris Corporation/Isomedix Services.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Principal:</b> HIPS.</li><li>• <b>Secundario:</b> Blíster PETG/tapa de Tyvek recubierta</li><li>• <b>Transportista:</b> envase de papel.</li></ul>

## Características generales:

- Los bisturíes de seguridad Beaver® están diseñados para minimizar el riesgo de lesiones accidentales por hoja quirúrgica que puedan producirse durante todas las fases de un procedimiento quirúrgico; antes de su uso, durante el transcurso, entre los pasos del procedimiento, después de su uso o durante su eliminación.
- Los bisturíes de seguridad Beaver® tienen básicamente el mismo tamaño y peso que los bisturíes oculares convencionales.
- Esta cubierta protectora se puede activar o desactivar fácilmente con una mano.

**Advertencia y precauciones:** Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Cuchilletes de seguridad Beaver® Xstar®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-370145	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 2,5 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-370146	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 2,6 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378214	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 1,4 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378215	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 1,5 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378217	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 1,7 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378218	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 1,8 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378220	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 2,0 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378222	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 2,2 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378223	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 2,3 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378224	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 2,4 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378227	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 2,75 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378228	Cuchillete de seguridad Beaver® Xstar® 2,8 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378230	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 3,0 mm 45° bisel hacia arriba	10
BVI-378232	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 3,2 mm 45° bisel hacia arriba	10

## Información del producto:

Cuchilletes de seguridad Beaver® Xstar®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-378822	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® (Osher) 2,2 mm 45° bisel doble	10
BVI-378824	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® (Osher) 2,4 mm 45° bisel doble	10
BVI-378825	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® (Osher) 2,5 mm 45° bisel doble	10
BVI-378826	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 2,65 mm 45° bisel doble	10
BVI-378827	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 2,75 mm 45° bisel doble	10
BVI-378828	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 2,8 mm 45° bisel doble	10
BVI-378829	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 2,85 mm 45° bisel doble	10
BVI-378830	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 3,0 mm 45° bisel doble	10
BVI-378832	Cuchillete de seguridad FACO Beaver® Xstar® 3,2 mm 45° bisel doble	10

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**bvi** Beaver Visitec  
Keeping Your Vision in Sight