



Cuchilletes de seguridad Optimum™ Beaver® Para incisión de puerto lateral

Material estéril un solo uso

Distribuido por:



Clase del Producto

Clase IIa, estéril, un solo uso
De acuerdo con la Directiva del Consejo
93/42/EEC relativa a los productos sanitarios

Fabricante

Beaver-Visitec International Inc.
Waltham, MA, USA

Información de Certificados

- **Certificado CE**
CE 0120
SGS Certificado US10/81383
- **Certificados ISO**
ISO 9001:2008 - Certificado US10/81384
ISO 13485:2003 - Certificado US10/81385

Producto Estéril

- Irradiación Gamma (cobalto 60)
- Steris Corporation, Isomedix Services

Caducidad

- 5 años a partir de la fecha de fabricación

Indicaciones

Indicado para incisiones de puerto lateral
durante las cirugías de cataratas

Composición del producto

- **Hoja:** acero inoxidable
- **Mango:** Polieterimida GE Ultem 1010F,
color: gris
- **Funda protectora transparente:**
Policarbonato, Bayer APEC
- **Botón de seguridad deslizante:**
Polieterimida GE Ultem 1010F
color: negro
- **Ausencia de:** Látex / PVC / Ftalatos/
Componentes de origen animal

Material del envase

- **Envase unitario:** Cubierta Tyvek, PETG
- **Portador de hoja:** HIPS
- **Caja:** Cartón




▪ **Características Generales**

- Los cuchilletes para cataratas de seguridad Beaver® están diseñados para minimizar los accidentes en el personal sanitario que pueden ocurrir durante todo el proceso de la cirugía: antes, durante la manipulación, durante la cirugía, después de la cirugía y cuando se desechan.
- Los Cuchilletes de seguridad Beaver® tienen el mismo tamaño y peso de los cuchilletes convencionales de oftalmología.
- La funda protectora transparente retráctil se activa o desactiva fácilmente utilizando una sola mano.
- La tecnología de pulido de los cuchilletes de seguridad Optimum™ Beaver® para incisión de puerto lateral, ofrecen una calidad consistente.
- Están disponibles rectos, en 4 hojas anguladas: 15°, 22.5°, 30° y 45°.

Cuidados & Precauciones: Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario.

Información para pedidos:

Cuchilletes de seguridad Optimum™ Beaver® Para incisión de puerto lateral		
Referencia #	Descripción	Cantidad por caja
BVI-378235	15° recto	10
BVI-378236	22.5° recto	10
BVI-378237	30° recto	10
BVI-378238	45° recto	10





Utilizar

Presione el botón de seguridad deslizante para retraer la funda protectora transparente

Deslice el botón hasta dejar completamente descubierta la hoja



Proteger

Presione el botón de seguridad deslizante para asegurar la funda protectora transparente

Deslice el botón hasta cubrir completamente la hoja



Desechar

Deseche el cuchillete en un contenedor de objetos punzantes

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Paseo de la Castellana, 95
Planta 18, Madrid, España
Tel.: 0034 91 123 03 35
Fax: 0034 91 181 74 94
www.beaver.visitec.com