

# Hemostetas

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b>  Clase II FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b>  <u>0008680. 0008685. 581089</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul> <b>Todos los demás productos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b>  Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Absorción de fluidos durante diversos procedimientos quirúrgicos.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b>  Certificado CE  ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b>  <u>0008680. 0008685</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Puntas:</b> celulosa</li><li>• <b>Mangos:</b> polipropileno</li></ul> <u>40800. 40805. 40810. 4081 5. 400101. 403101. 405101. 410101. 581709. 581761. 40400-8. 4040 5-8. 581751. 453101</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Puntas:</b> PVA</li><li>• <b>Mangos:</b> polipropileno</li></ul> <u>40410. 40413. 40415. 581089</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Puntas:</b> celulosa</li><li>• <b>Mangos:</b> polipropileno</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rayos gamma</li><li>• Steris Corporation, Isomedix Services</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b>  <u>40400-8. 40405-8. 40810. 40815. 400101. 403101. 405101. 410101. 581751. 581761</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Principal:</b> MET PET/lámina de PE/bolsa de plástico</li><li>• <b>Secundario:</b> tapas de Tyvek recubiertas/blíster de plástico/caja de cartón</li></ul> <u>0008680, 0008685, 40410, 40413, 40415, 581089</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Principal:</b> papel glassine</li><li>• <b>Secundario:</b> tapa de papel recubierta/blíster de plástico/cartón Caja</li></ul> <u>40800. 40805. 581709</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Principal:</b> papel glassine</li><li>• <b>Secundario:</b> tapa de Tyvek recubierta/blíster de plástico/cartón Caja</li></ul>

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

BVI, el logotipo de BVI y todas las demás marcas comerciales registradas (a menos que se indique lo contrario) son propiedad de Beaver-Visitec International ("BVI")  
© 2017 BVI #0590245 0117 Rev01

bvi Beaver Visitec  
Minimizing Your Vision's Cost

## Características generales:

- Marca de referencia en el control del fluido quirúrgico del ojo.
- Puntas de celulosa - fabricadas de celulosa natural y muy absorbente. Diseñadas para mantener la rigidez en los procesos de absorción.
- Puntas de PVA - absorbe mucho y rápido y sin soltar hilos. Diseñadas para ofrecer a los cirujanos un producto superior sin fibras y un control de fluidos excepcional.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

## Información del producto:

Hemostetas		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
X-00-08680	Hemostetas Weck-Cel®, bolsitas de 6 unidades	144
X-00-08685	Hemostetas Weck-Cel®, bolsitas de 10 unidades	180
BVI-40400-8	Hemostetas de PVA Ultracell®, bolsitas de 5 unidades	100
BVI-40405-8	Hemostetas de PVA Ultracell®, bolsitas de 10 unidades	200
BVI-40410	Hemostetas de celulosa Ultracell®, bolsitas de 5 unidades	100
BVI-40413	Hemostetas de celulosa Ultracell®, bolsitas de 6 unidades	144
BVI-40415	Hemostetas de celulosa Ultracell®, bolsitas de 10 unidades	200
BVI-40800	Hemostetas expandidas UltraClean™ 2 por bolsita	100
BVI-40805	Hemostetas expandidas UltraClean™ 10 por bolsita	100
BVI-40810	Hemostetas UltraClean™ 5 por bolsita	100
BVI-40815	Hemostetas UltraClean™ 10 por bolsita	100
X-400101	Hemostetas Merocel®, bolsitas de 10 unidades	180
BVI-403101	Hemostetas Keracel®, bolsitas de 3 unidades	60
BVI-405101	Hemostetas Merocel®, bolsitas de 5 unidades	50
X-410101	Hemostetas Keracel®, bolsitas de 10 unidades	200
BVI-581089	Hemostetas de celulosa Visitec®, envase de 7 cm (2,75") 5 por bolsita	100
BVI-581709	Hemosteta expandida para LASIK Visitec® 6,85cm (2 11/16")	40
BVI-581751	Hemosteta PVA para LASIK Visitec®, mango azul 7,11cm (2 13/16")	10
BVI-581761	Hemosteta PVA para LASIK Visitec®, mango naranja 7cm (2 3/4")	10

**Solo para clientes de EE. UU.:**  
411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452  
Oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

**Todos los demás clientes:**  
85c Park Drive  
Milton Park  
Abington, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA