


Protector ocular Visitec®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

| | |
|---|--|
| Clase de producto: Clase I FDA Clase I MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios | Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. |
| Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU. | Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Protección del ojo antes o después de una cirugía o de un traumatismo ocular. |
| Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 | Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Resina K, copolímero de plástico livianoSin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal |
| Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma (cobalto 60)Steris Corporation, Isomedix Services. | Material de embalaje: bolsa: <ul style="list-style-type: none">Película de polietileno, tapa de Tyvek recubierta. Transportista: <ul style="list-style-type: none">Cartón de papel |

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA




bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Plástico transparente y liviano. Cuenta con bordes suaves y orificios de ventilación para mayor comodidad del paciente.

Advertencia y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja

Información del producto:

| Protector ocular Visitec® | | |
|---------------------------|--|----------|
| N.º de artículo | Descripción | Cantidad |
| BVI 581019 | <p>Protector ocular Visitec® para ojo derecho/izquierdo, 8,5 x 6,5cm (3 1/2 x 2 1/2")</p>  | 25 pares |
| BVI 581040 | <p>Protector ocular universal Visitec®, 7,5 x 6,5cm (3 x 2 1/2")</p>  | 50/caja |
| BVI 581708 | <p>Protector ocular universal pediátrico Visitec®, 5,1 x 4,1cm (2 x 1 5/8")</p>  | 25/caja |

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.: 866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA