

# Cánulas de cámara anterior Visitec®

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.  Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Irrigación o inyección de líquido y aire.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b>  Certificado CE  ISO 13485:2003  ISO 14001:2004	<b>Composición del producto:</b>  <u>#581642. #581284. #581285</u> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Cánula:</b> acero inoxidable.</li><li><b>Centro:</b> polipropileno.</li></ul> <u>#581273. #581280. #581281. #581639. #585025. #585006</u> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Tubo:</b> acero inoxidable.</li><li><b>Centro:</b> polipropileno.</li></ul> <u>#581277</u> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Cánula:</b> acero inoxidable.</li><li><b>Centro:</b> latón niquelado.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma/Steris.</li><li>Rayos gamma/Synergy Health.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> tapa de Tyvek recubierta/blíster de PETG/funda de polipropileno (excepto 581277 PETG/Tyvek solo)</li></ul>

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Punta muy suave con forma de cúpula diseñada para facilitar una inserción a través de la herida y una manipulación ocular seguras.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Cánulas de cámara anterior Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
<b>BVI-581273</b>	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,3 mm x 22 mm (30 G x 7/8")	10
<b>BVI-581277 (Bidford)</b>	Cánula de cámara anterior Visitec® 1,6 mm x 25 mm (16 G x 1")	10
<b>BVI-581280</b>	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10
<b>BVI-581281</b>	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,8 mm x 22 mm (21 G x 7/8")	10
<b>BVI-581284</b>	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8"), angulada 6 mm desde la punta	10
<b>BVI-581285</b>	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,3 mm x 22 mm (30 G x 7/8"), angulada 6 mm desde la punta	10
<b>BVI-581639</b>	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8")	10
<b>BVI-581642</b>	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8"), angulada 6 mm desde la punta	10
<b>BVI-585006</b>	Cánula de cámara anterior Visitec® 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10
<b>BVI-585025</b>	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,6 mm x 22 mm (23 G x 7/8")	10

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452, oficina de  
EE. UU.: 866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire,  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA