

Porta agujas Visitec®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios (No disponible en EE. UU.)	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Diseñado para sujetar la aguja de sutura en diversos procedimientos oftálmicos.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Acero inoxidableSin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma-Synergy Health	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: PETG/Tyvek.Secundario: cartón

Características generales:

- Sirve para sujetar la aguja y realizar suturas de diversos tipos.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Porta agujas Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581417	Porta agujas de un solo uso Visitec®	10
BVI-581468	Porta agujas Visitec® [Barraquer] curvo, con bloqueo	10

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA



85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com