

# Tijeras Visitec®

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b>  Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios  No disponible en EE. UU.	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b>  Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cortar suturas o tejidos en diversos procedimientos oftálmicos.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b>  Certificado CE  ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Acero inoxidable.</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Rayos gamma</b></li><li><b>Synergy Health</b></li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> PETG/Tyvek</li><li><b>Secundario:</b> PETG/Tyvek</li></ul> 581471 <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> bolsa de Tyvek</li><li><b>Secundario:</b> cartón</li></ul>

Distribuido por:





**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Las tijeras de Vannas se utilizan para practicar pequeñas incisiones corneales y para cortar la cápsula
- Las tijeras de Westcott permiten cortar tejidos y suturas
- Las tijeras de estrabismo sirven para cortar los músculos oculares

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Tijeras Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581422	Tijeras de Vannas Visitec® de un solo uso 	10
BVI-581437	Tijeras de Westcott Visitec® de un solo uso 	10
BVI-581471	Tijeras de estrabismo Visitec® curvas, pequeñas 	10
BVI-581472	Tijeras de Westcott Visitec® puntas afiladas 	10

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**bvi Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

85c Park Drive, Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire,  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)