

Pinzas Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: No se encuentran a la venta en EE. UU. excepto la 581480 Clase I Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Manipulación de tejidos en diversos tipos de procedimientos oftálmicos.581411, 581460: diseñadas para suturar581454, 581481, 581483: Diseñadas para realizar la capsulorrexix en la cirugía de la catarata.581480: diseñada para retirar membranas vitreoretinianas
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Pinzas: acero inoxidableSin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: HIPS.Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta

Distribuido por:



MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Características generales:

- BVI ofrece varios tipos de pinzas de acero inoxidable.
- Todas ellas son de un solo uso.
- Pueden utilizarse en el quirófano para una gran variedad de procedimientos oftálmicos.
- También pueden usarse en la consulta.
- 581480: diseñada para entrar por una incisión de 23 G. Se utiliza para extirpar membranas vitreorretinianas.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Pinzas Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581409	Pinza de Bonn Visitec® desechable	10
BVI-581411	Pinza de sutura Visitec® desechable	10
BVI-581416	Pinza de MacPherson Visitec® desechable	10
BVI-581436	Pinza de Moorfield Visitec® desechable	10
BVI-581454	Pinza recta de capsulorrexis Visitec® para microincisión	10
BVI-581456	Pinza de colibrí Visitec® [Barraquer] Dientes de 0,12 mm	10
BVI-581458	Pinza de joyero Visitec® Recta, N.º 3	10
BVI-581459	Micro pinza de sutura Visitec® Recta	10
BVI-581460	Pinza de sutura Visitec® [Paufique] recta, dientes de 1 x 2	10
BVI-581480	Pinza para cirugía vitreorretiniana Visitec® Recta, con plataforma en las puntas	5
BVI-581481	Pinza de capsulorrexis Visitec® [Utrata] recta, mango plano	10
BVI-581483	Pinza de capsulorrexis Visitec® [Utrata] recta, mango redondo	10

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **bvi Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

85c Park Drive, Milton
Park Abingdon,
Oxfordshire, OX14 4RY
Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com