


## SET INSTRUMENTOS C/MANGO DE PLÁSTICO

**REFERENCIA:** BVI-581438  
**MARCA:** BEAVER VISITEC INTER



**Descripción:** Set de instrumentos con mango de plástico para utilizar en cirugía de cataratas. Combina las ventajas del plástico con la precisión del metal. Aumenta la seguridad al utilizar un instrumental por cada paciente. Las puntas de acero ofrecen una precisión y un buen desempeño durante la cirugía. Este set está compuesto por:

- ✓ BVI-581409 PINZA BONN ACERO DESECHABLE
- ✓ BVI-581488 PINZA CAPSULOREXIS PUNTAS AFILADAS
- ✓ BVI-581441 MICRO MANIPULADOR RECTO MANGO PLÁSTICO
- ✓ BVI-581442 GANCHO SINSKEY MANGO PLÁSTICO
- ✓ BVI-581443 BLEFAROSTATO 0,9 mm DESECHABLE

**Material:** Puntas de acero inoxidable. Mango de plástico/acero inoxidable. Estéril. Desechable.

**Presentación:** Caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 27 de febrero del 2015, Rev.1.*