



## Tijeras Visitec® un solo uso

Material estéril un solo uso

Distribuido por:



**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

### Clase del Producto

Clase IIa, estéril, un solo uso  
De acuerdo con la Directiva del Consejo  
93/42/EEC relativa a los productos sanitarios

### Fabricante

Beaver-Visitec International Ltd  
Bidford, UK

### Información de certificados

- **Certificado CE**  
CE 0120  
SGS Certificado US96/7138
- **Certificados ISO**  
ISO 9001:2008 - Certificado US96/7137  
ISO 13485:2003 - Certificado US96/7140  
ISO 14001:2004 - Certificado 423

### Producto estéril

- Irradiación Gamma (cobalto 60)
- Sterigenics, Belgium

### Caducidad

- 5 a partir de la fecha de fabricación

### Indicaciones

Instrumental de acero inoxidable de un solo uso para cirugías oftalmológicas.

### Composición del Producto

- **Acero inoxidable**
- **Ausencia de:** Látex / PVC / Ftalatos/  
Componentes de origen animal

### Material del envase






- **Envase unitario:** Cubierta Tyvek, PETG
- **Caja:** Cartón

## Características Generales

- Hecho de acero inoxidable: precisión con la conveniencia del instrumental de un solo uso.
- El instrumental de un solo uso Visitec® reduce el riesgo de transmisión de infecciones y ayuda a cumplir con las recomendaciones de seguridad actuales.
- 100% Fácil de utilizar y elimina el coste de la esterilización.

**Cuidados & Precauciones:** Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario.

## Información para pedidos:

Tijeras Visitec® un solo uso		
Referencia #	Descripción	Foto
<b>BVI-581422</b>	<b>Tijeras de Vannas, curva, 9.5 mm hojas con puntas afiladas. Longitud total 90 mm. Utilizadas para pequeñas incisiones corneales y cortar la cápsula.</b>	
<b>BVI-581437</b>	<b>Tijeras de Westcott, 23 mm hojas con puntas afiladas. Longitud total 105 mm. Permiten cortar/segregar tejidos y cortar suturas.</b>	
<b>BVI-581472</b>	<b>Tijeras de Westcott, 16 mm hojas con puntas afiladas. Longitud total 112 mm Permiten cortar/segregar tejidos y cortar suturas.</b>	
<b>BVI-581469</b>	<b>Tijeras de córnea [Castroviejo] izquierda. 9 mm puntas despuntadas. Longitud total 100 mm. Utilizadas para cortar la córnea.</b>	
<b>BVI-581470</b>	<b>Tijeras de córnea [Castroviejo] derecha. 9 mm puntas despuntadas. Longitud total 100 mm. Utilizadas para cortar la córnea.</b>	

Cantidad por caja: 10

Distribuido por:

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès  
T. 935 893 637 | F. 935 892 829  
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

 **Beaver Visitec**  
*Keeping Your Vision in Sight*

Paseo de la Castellana, 95  
Planta 18, Madrid, España  
Tel.: 0034 91 123 03 35  
Fax: 0034 91 181 74 94  
www.beaver.visitec.com