

Tijeras Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

| | |
|--|--|
| Clase de producto: Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios No disponible en EE. UU. | Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación. |
| Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido | Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Cortar suturas o tejidos en diversos procedimientos oftálmicos. |
| Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004 | Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Acero inoxidable.Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal. |
| Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gammaSynergy Health | Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: PETG/TyvekSecundario: PETG/Tyvek 581471 <ul style="list-style-type: none">Principal: bolsa de TyvekSecundario: cartón |

Distribuido por:





MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Las tijeras de Vannas se utilizan para practicar pequeñas incisiones corneales y para cortar la cápsula
- Las tijeras de Westcott permiten cortar tejidos y suturas
- Las tijeras de estrabismo sirven para cortar los músculos oculares

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

| Tijeras Visitec® | | |
|------------------|---|-------------------|
| N.º de artículo | Descripción | Cantidad por caja |
| BVI-581422 | Tijeras de Vannas Visitec® de un solo uso  | 10 |
| BVI-581437 | Tijeras de Westcott Visitec® de un solo uso  | 10 |
| BVI-581471 | Tijeras de estrabismo Visitec® curvas, pequeñas  | 10 |
| BVI-581472 | Tijeras de Westcott Visitec® puntas afiladas  | 10 |

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com