

Forceps Visitec®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Las pinzas Visitec® son para uso oftalmológico.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Mango: plástico, poliestireno de alto impacto 5601Puntas: acero inoxidable 304 o equivalenteSin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Para almacenar el producto (estéril): <ul style="list-style-type: none">Synergy HealthRayos gamma.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: HIPS.Secundario: blíster de PETG/tapa de TyvekTransportista: envase de papel.

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA




bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Puntas alineadas de forma consistente para un óptimo rendimiento en su uso diario.
- Su mango ergonómico ofrece un control superior.
- Seguridad - fácilmente identificable como de un solo uso.
- El mango proporciona un excelente tacto.
- Ideal para MICS.
- Diseño ergonómico con un peso y equilibrio global excelentes.
- El embalaje está diseñado para extraer la pinza fácilmente, minimizando el riesgo de lesiones.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Pinzas Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581486	Pinza de capsulorrexis Visitec® con dientes Apta para MICS - puntas curvas 	10
BVI-581488	Pinza de capsulorrexis Visitec® Apta para MICS - puntas curvas 	10
BVI-581489	Pinza de Bonn Visitec® 	10

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks
Road Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA