

Cistítomos formados Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Realización de capsulorrexis durante la cirugía de cataratas.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Centro: polipropileno.Cánula: acero inoxidable.Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Steris Corporation/Isomedix Services.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: funda de polipropileno.Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Los cistítomos formados están doblados para adecuarse a la convexidad del cristalino. Así es posible acceder de manera más sencilla a todas las zonas de la cápsula anterior y reducir el riesgo de entrar en contacto con el endotelio corneal.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Cistítomos formados Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581599	Cistítomo de irrigación formado Visitec® 0,6 mm x 16 mm (23 G x 5/8")	10
BVI-581602	Cistítomo de irrigación de corte lateral Visitec® 0,5 mm x 16 mm (25 G x 5/8")	10
BVI-581610	Cistítomo de irrigación Visitec® (Pearce) 0,5 mm x 16 mm (25 G x 5/8")	10
BVI-581618	Cistítomo de irrigación formado Visitec® 0,4 mm x 16 mm (27 G x 5/8")	10
BVI-581630	Cistítomo de irrigación formado Visitec® 0,3 mm x 16 mm (30 G x 5/8")	10

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com