

Cánulas de asa con irrigación Visitec®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: • Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: • Extraer el núcleo y los fragmentos
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: • Centro: polipropileno • Cánula: acero inoxidable • Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: • Rayos gamma • Synergy Health	Material de embalaje: • Principal: HIPS. • Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Diseñada para extraer el núcleo y los fragmentos a través de una pequeña incisión
- El tamaño reducido permite acceder con facilidad a través de pupilas pequeñas

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Cánulas de asa con irrigación Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581595	Micro cánulas de asa con irrigación Visitec® 0,40 mm (27 G)	5
BVI-585032	Cánulas de asa con irrigación Visitec® para pequeña incisión [Pearce] 0,40 mm (27 G)	5
BVI-581619	Cánulas de asa con irrigación Visitec® [Pearce] 0,50 mm (25 G)	5
BVI-581626	Cánulas de asa con irrigación Visitec® 0,50 mm (25 G)	5

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA



85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com