

Protector ocular ProOphta® de Visitec®

Material no estéril



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase I MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">N/D.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Indicado para ser utilizado después de cirugías de cataratas, corneales o de corrección de ptosis.También se puede usar para lagofthalmos y ojo seco.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Tejido elástico: viscosa y poliamida Ventana transparente: policarbonato transparente, adhesivo de poliacrilatoSin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: N/D	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: bolsa de plástico transparenteSecundario: cartón

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision In Sight

Características generales:

- La ventana transparente del parche ocular protege el ojo sin obstruir la visión del paciente y permite observar el ojo sin necesidad de retirar el vendaje

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Parche ocular ProOphta® de Visitec®, no estéril		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
581705	Protector ocular ProOphta® de Visitec®	50

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com



MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com