


# Protector ocular Visitec®

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase I MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Protección del ojo antes o después de una cirugía o de un traumatismo ocular.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Resina K, copolímero de plástico liviano</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma (cobalto 60)</li><li>Steris Corporation, Isomedix Services.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <b>bolsa:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Película de polietileno, tapa de Tyvek recubierta.</li></ul> <b>Transportista:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cartón de papel</li></ul>

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA




**bvi** Beaver Visitec  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Plástico transparente y liviano. Cuenta con bordes suaves y orificios de ventilación para mayor comodidad del paciente.

**Advertencia y precauciones:** Consulte la etiqueta y el folleto de la caja

## Información del producto:

Protector ocular Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad
BVI 581019	<p><b>Protector ocular Visitec® para ojo derecho/izquierdo, 8,5 x 6,5cm (3 1/2 x 2 1/2")</b></p> 	25 pares
BVI 581040	<p><b>Protector ocular universal Visitec®, 7,5 x 6,5cm (3 x 2 1/2")</b></p> 	50/caja
BVI 581708	<p><b>Protector ocular universal pediátrico Visitec®, 5,1 x 4,1cm (2 x 1 5/8")</b></p> 	25/caja

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.: 866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)