

Hemostetas

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase II FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <u>0008680. 0008685. 581089</u> <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Todos los demás productos <ul style="list-style-type: none">• Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Absorción de fluidos durante diversos procedimientos quirúrgicos.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <u>0008680. 0008685</u> <ul style="list-style-type: none">• Puntas: celulosa• Mangos: polipropileno <u>40800. 40805. 40810. 4081 5. 400101. 403101. 405101. 410101. 581709. 581761. 40400-8. 4040 5-8. 581751. 453101</u> <ul style="list-style-type: none">• Puntas: PVA• Mangos: polipropileno <u>40410. 40413. 40415. 581089</u> <ul style="list-style-type: none">• Puntas: celulosa• Mangos: polipropileno <ul style="list-style-type: none">• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma• Steris Corporation, Isomedix Services	Material de embalaje: <u>40400-8. 40405-8. 40810. 40815. 400101. 403101. 405101. 410101. 581751. 581761</u> <ul style="list-style-type: none">• Principal: MET PET/lámina de PE/bolsa de plástico• Secundario: tapas de Tyvek recubiertas/blíster de plástico/caja de cartón <u>0008680, 0008685, 40410, 40413, 40415, 581089</u> <ul style="list-style-type: none">• Principal: papel glassine• Secundario: tapa de papel recubierta/blíster de plástico/cartón Caja <u>40800. 40805. 581709</u> <ul style="list-style-type: none">• Principal: papel glassine• Secundario: tapa de Tyvek recubierta/blíster de plástico/cartón Caja

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

BVI, el logotipo de BVI y todas las demás marcas comerciales registradas (a menos que se indique lo contrario) son propiedad de Beaver-Visitec International ("BVI")
© 2017 BVI #0590245 0117 Rev01

bvi Beaver Visitec
Minimizing Your Vision's Cost

Características generales:

- Marca de referencia en el control del fluido quirúrgico del ojo.
- Puntas de celulosa - fabricadas de celulosa natural y muy absorbente. Diseñadas para mantener la rigidez en los procesos de absorción.
- Puntas de PVA - absorbe mucho y rápido y sin soltar hilos. Diseñadas para ofrecer a los cirujanos un producto superior sin fibras y un control de fluidos excepcional.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Hemostetas		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
X-00-08680	Hemostetas Weck-Cel®, bolsitas de 6 unidades	144
X-00-08685	Hemostetas Weck-Cel®, bolsitas de 10 unidades	180
BVI-40400-8	Hemostetas de PVA Ultracell®, bolsitas de 5 unidades	100
BVI-40405-8	Hemostetas de PVA Ultracell®, bolsitas de 10 unidades	200
BVI-40410	Hemostetas de celulosa Ultracell®, bolsitas de 5 unidades	100
BVI-40413	Hemostetas de celulosa Ultracell®, bolsitas de 6 unidades	144
BVI-40415	Hemostetas de celulosa Ultracell®, bolsitas de 10 unidades	200
BVI-40800	Hemostetas expandidas UltraClean™ 2 por bolsita	100
BVI-40805	Hemostetas expandidas UltraClean™ 10 por bolsita	100
BVI-40810	Hemostetas UltraClean™ 5 por bolsita	100
BVI-40815	Hemostetas UltraClean™ 10 por bolsita	100
X-400101	Hemostetas Merocel®, bolsitas de 10 unidades	180
X-403101	Hemostetas Keracel®, bolsitas de 3 unidades	60
X-405101	Hemostetas Merocel®, bolsitas de 5 unidades	50
X-410101	Hemostetas Keracel®, bolsitas de 10 unidades	200
BVI-581089	Hemostetas de celulosa Visitec®, envase de 7 cm (2,75") 5 por bolsita	100
BVI-581709	Hemosteta expandida para LASIK Visitec® 6,85cm (2 11/16")	40
BVI-581751	Hemosteta PVA para LASIK Visitec®, mango azul 7,11cm (2 13/16")	10
BVI-581761	Hemosteta PVA para LASIK Visitec®, mango naranja 7cm (2 3/4")	10

Solo para clientes de EE. UU.:
411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452
Oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:
85c Park Drive
Milton Park
Abington, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA