

Campos quirúrgicos Visidrape®, bolsas de recogida de líquidos Visitec® con o sin tira de drenaje y tiras de drenaje

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase II FDA Clase I MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Campos: ayudan a mantener el campo estéril al tiempo que mantienen la zona limpia y seca.Bolsas de recogida de líquidos con o sin tira de drenaje: Las bolsas están diseñadas para recoger líquidos durante los procedimientos quirúrgicos. Las bolsas con tira de drenaje absorben y recogen el líquido durante los procedimientos quirúrgicos.
Información de certificación: Bidford: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004 Waltham: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: 581005, 581722, 581723: alambre de acero recubierto de PE/PE 581006, 581071, 581078: alambre de acero recubierto de PE/PE/PVA 581048, 40431, 400111, 700107: PVA 581070: alambre de acero recubierto de PE/PVA/ PE 581072, 581079, 581084, 581086, 581087, 581088: Fibras de celulosa y de material sintético unidas con fijador acrílico/PE/alambre de acero recubierto de PE/PVA 581095, 581700, 581096, 581710: PE 581085: SMS (homopolímero de polipropileno) 581715: SMS (homopolímero de polipropileno) / Película de/bolsa de PE/alambre de acero recubierto de PE 40430, 400108, 400109: tira de drenaje PVA, bolsa polietileno y papel adhesivo posterior <ul style="list-style-type: none">Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA



Para el producto estéril:

Todos los productos Bilford

- Óxido de etileno (ETO) Anderson, Caledonia

Producto Waltham: 40430, 40431, 400108, 400109, 400111, 700107

- Gamma Steris Corporation/Isomedix Services

Material de embalaje: todos los productos Bidford

- Principal:** bolsa de lámina Tyvek
- Secundario:** caja de cartón

Productos Waltham:

40430, 40431, 400108, 400109, 400111

- Principal:** bolsa de lámina Tyvek
- Secundario:** caja de cartón

700107

- Principal:** película de PET/bolsa de PE
- Secundario:** bolsa de polietileno

Características generales:

- Los campos Visidrape® se pueden usar en cualquier procedimiento oftálmico, incluidas las cirugías de cataratas y vitreorretinianas.
- Las bolsas están diseñadas para recoger líquidos durante los procedimientos quirúrgicos. Las bolsas con tiras de drenaje absorben y recogen el líquido durante los procedimientos quirúrgicos.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Campos quirúrgicos Visidrape®, bolsas de recogida de líquidos Visitec® con o sin tiras de drenaje y tiras de drenaje

N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-40430 (solo en EE. UU.)	Bolsa de recogida de líquidos Ultracell®, 80 cc de capacidad, con tira de drenaje	20
BVI-40431 (solo en EE. UU.)	Tira de drenaje Ultracell® (4 mm x 170 mm) Envases de 2	20
BVI-581005	Bolsa de recogida de líquidos Visitec® 17 x 16 cm (6 ½ x 6 ½") 250 ml	20
BVI-581006	Bolsa de recogida de líquidos Visitec® con tira de drenaje Bolsa: 17 x 16 cm (6 ½ x 6 ½") 250 ml Tira de drenaje: 0,40 x 15 cm (5/32 x 5 7/8")	20
BVI-581048	Tira de drenaje ocular Visitec® 0,40 x 15 cm (5/32 x 5 7/8")	20
BVI-581070	Minibolsa de recogida de líquidos Visitec® con tira de drenaje Bolsa: 9 x 16 cm (3 ½ x 6 ½") 100 ml Tira de drenaje: 0,40 x 15 cm (5/32 x 5 7/8")	20
BVI-581071	Campo no fenestrado de plástico en relieve Visidrape® con bolsa de recogida de líquidos 101,5 x 127 cm (40 x 50")	10

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

BVI-581072	Campo no fenestrado sin tejer Visidrape® con bolsa de recogida de líquidos 101,5 x 127 cm (40 x 50")	10
BVI-581078	Campo fenestrado de plástico en relieve Visidrape® con bolsa de recogida de líquidos 101,5 x 127 cm (40 x 50")	10
BVI-581079	Campo fenestrado sin tejer Visidrape® con bolsa de recogida de líquidos 101,5 x 127 cm (40 x 50")	10
BVI-581084	Campo no fenestrado sin tejer Visidrape® con bolsa canal 140 x 127 cm (55 x 50")	10
BVI-581085	Campo no fenestrado de SMS Visidrape® precortado 40 x 40 cm (15,75 x 15,75")	10
BVI-581086	Campo fenestrado sin tejer Visidrape® con bolsa canal 140 x 127 cm (55 x 50")	10
BVI-581087	Campo no fenestrado de cuerpo entero Visidrape® 140 x 244 cm (55 x 96")	10
BVI-581088	Campo fenestrado de cuerpo entero Visidrape® 140 x 244 cm (55 x 96")	10
BVI-581095	Mini campo no fenestrado de plástico Visidrape® 41 x 41 cm (16 x 16")	10
BVI-581096	Mini campo fenestrado de plástico Visidrape® 41 x 41 cm (16 x 16")	10
BVI-581700	Film de incisión Visidrape® 10,2 x 20,4 (4 x 8")	10
BVI-581710	Campo refractivo bilateral Visidrape® 40 x 26 cm (16 x 10 D")	10
BVI-581715	Campo no fenestrado de cuerpo entero Visidrape® con cabeza de plástico y bolsa canal 165 x 254 cm (65 x 100")	10
BVI-581722	Campo fenestrado sin tejer Visidrape® de cuerpo entero 165 x 254 cm (65 x 100")	10
BVI-581723	Campo no fenestrado sin tejer Visidrape® de medio cuerpo con bolsa canal 165 x 183 cm (65 x 72")	10
X-400108	Bolsa de recogida de líquidos Merocel®, 80 cc de capacidad, con tira de drenaje	20
X-400109	Bolsa de recogida de líquidos Merocel®, 400 cc de capacidad, con tira de drenaje	10
X-400111	Tiras de drenaje ocular Merocel® 20 cm (8") 2 por bolsita	20
BVI-700107	Tiras de drenaje ocular Merocel® 20 cm (8")	100

Solo para clientes de EE. UU.:
411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452 Oficina
de EE. UU.: 866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Todos los demás clientes:
85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com