

Cánulas de cámara anterior Visitec®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU. Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Irrigación o inyección de líquido y aire.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <u>#581642. #581284. #581285</u> <ul style="list-style-type: none">Cánula: acero inoxidable.Centro: polipropileno. <u>#581273. #581280. #581281. #581639. #585025. #585006</u> <ul style="list-style-type: none">Tubo: acero inoxidable.Centro: polipropileno. <u>#581277</u> <ul style="list-style-type: none">Cánula: acero inoxidable.Centro: latón niquelado. <ul style="list-style-type: none">Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma/Steris.Rayos gamma/Synergy Health.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: tapa de Tyvek recubierta/blíster de PETG/funda de polipropileno (excepto 581277 PETG/Tyvek solo)

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Punta muy suave con forma de cúpula diseñada para facilitar una inserción a través de la herida y una manipulación ocular seguras.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Cánulas de cámara anterior Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581273	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,3 mm x 22 mm (30 G x 7/8")	10
BVI-581277 (Bidford)	Cánula de cámara anterior Visitec® 1,6 mm x 25 mm (16 G x 1")	10
BVI-581280	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10
BVI-581281	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,8 mm x 22 mm (21 G x 7/8")	10
BVI-581284	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8"), angulada 6 mm desde la punta	10
BVI-581285	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,3 mm x 22 mm (30 G x 7/8"), angulada 6 mm desde la punta	10
BVI-581639	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8")	10
BVI-581642	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8"), angulada 6 mm desde la punta	10
BVI-585006	Cánula de cámara anterior Visitec® 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10
BVI-585025	Cánula de cámara anterior Visitec® (Rycroft) 0,6 mm x 22 mm (23 G x 7/8")	10

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452, oficina de
EE. UU.: 866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA