



Cistitomos de Irrigación Formados y Angulados Visitec®

Distribuido por:



Clase del Producto

Clase IIa, estéril, un solo uso
De acuerdo con la Directiva del Consejo
93/42/EEC relativa a los productos sanitarios

Fabricante

Beaver-Visitec International Ltd
Bidford, UK

Información de Certificados

•Certificado CE

CE 0120
SGS Certificate US96/7138

• Certificados ISO

ISO 9001:2008 - Certificado US96/7137
ISO 13485:2003 - Certificado US96/7140
ISO 14001:2004 - Certificado 423

Producto estéril

- Irradiación Gamma (cobalto 60)
- Sterigenics, Fleurus, Belgium

Caducidad

- 5 años a partir de la fecha de fabricación

Indicaciones

Diseñado para utilizar en cirugías de
cataratas.

Composición del producto

- Tubo:** Acero inoxidable
- Cubo:** Polipropileno
- Ausencia de:** Látex / PVC / Ftalatos/
Componentes de origen animal

Material del envase

- Envase unitario:** Cubierta Tyvek, PETG
- Caja:** Cartón








Características Generales

- Ref 585008, 585004: diseño curvo para capsulotomía en ojos profundos o pupilas pequeñas.
- Mirar la tabla inferior para las dimensiones:

Cuidados & Precauciones: Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario.

Información para pedidos:

Cistitomos de irrigación formados y angulados Visitec®		
Referencia #	Descripción	Foto
BVI-585008	.40 x 16 mm (27G x 5/8 in)	
BVI-585004	.50 x 16 mm (25G x 5/8 in)	
BVI-585049	.50 x 16 mm (25G x 5/8 in), punta 45°	
BVI-585034	.50 x 16 mm (25G x 5/8 in), punta 90° hacia el bisel	
BVI-585093	.40 x 12.5 mm (27G x 1/2 in), 45° 10.5 mm desde la punta [Simcoe]	

Cantidad por caja: 10

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

 **bvi Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Paseo de la Castellana, 95
Planta 18, Madrid, España
Tel.: 0034 91 123 03 35
Fax: 0034 91 181 74 94
www.beaver.visitec.com