Retractores Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase Ila MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: • Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido Información de certificación:	 Uso previsto: Retracción del iris durante los procedimientos quirúrgicos. El micro retractor también permite retraer la cápsula durante los procedimientos quirúrgicos. Composición del producto:
Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	 585067 Punta de acero inoxidable Mango de policarbonato 585209 Alambre de oro Clip de acero inoxidable Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: Rayos gamma Synergy Health	Material de embalaje: • Principal: HIPS. • Secundario: PETG/Tyvek





Características generales:

- 585067 Su diminuto tamaño permite retraer el iris o la cápsula sin interferir con otras maniobras quirúrgicas. Angulación de 30º.
- 585209 Ganchos flexibles, hechos con alambre de oro, diseñados para retraer el iris durante la cirugía.

.....

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

.....

Retractores Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585067	Micro retractor Visitec® [Pearce] (30°)	3
BVI-585209	Micro ganchos de iris Visitec® [Engels] 8 mm de largo x 0,08 mm de diámetro	25

Distribuido por:





Todos los demás clientes: 85c Park Drive, Milton Park Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RY Reino Unido Oficina: +44 1865 601 256 Fax: +44 1865 595 761 www.beaver-visitec.com