

# Cánula de anestesia retrobulbar/peribulbar y anestesia subtenoniana Visitec®

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS

|  |   |
|--|---|
| <b>Clase de producto:</b><br>Clase I FDA<br>Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso<br>De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios  | <b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>   |
| <b>Fabricante:</b><br><u>(Todos los demás productos fabricados en EE. UU.)</u> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham., MA<br><br>Beaver-Visitec International, Ltd.                                   | <b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Inyección de agentes anestésicos durante la cirugía oftálmica.<br/><b>6 J=585176</b></li><li>Administración de agentes anestésicos en el espacio subtenoniano posterior.</li></ul> |
| <b>Información de certificación:</b><br>Certificado CE<br>ISO 13485:2003<br><br>Certificado CE<br>ISO 13485:2003<br>ISO 14001:2004   | <b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Centro:</b> polipropileno.</li><li><b>Cánula:</b> acero inoxidable.</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>                  |
| <b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Steris Corporation/Isomedix Services.</li><br/><li>Rayos gamma.</li><li>Synergy Health, Reino Unido.</li></ul> | <b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> funda de polipropileno.</li><li><b>Secundario:</b> blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.</li></ul>   |

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Las cánulas peribulbares Visitec® están indicadas para la inyección de agentes anestésicos alrededor del globo (periocular).
- Las cánulas retrobulbares Visitec® están indicadas para la inyección de agentes anestésicos en el cono muscular.

### **BVI-585019 Cánula de anestesia retrobulbar Visitec®**

- Diseñada para pasar alrededor del globo e introducirse en el cono muscular.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

## Información del producto:

| <b>Cánula de anestesia retrobulbar/peribulbar y anestesia subtenoniana Visitec®</b> |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>N.º de artículo</b>  | <b>Descripción</b>   | <b>Cantidad por caja</b> |
| BVI-581275  | Retrobulbar Visitec® (punta afilada)<br>0,5 mm x 38 mm (25 G x 1 ½")       | 10                       |
| BVI-581637  | Retrobulbar Visitec® (Atkinson)<br>0,5 mm x 38 mm (25 G x 1 ½")            | 10                       |
| BVI-581638  | Retrobulbar Visitec® (Atkinson)<br>0,6 mm x 38 mm (23 G x 1 ½")            | 10                       |
| BVI-581640  | Retrobulbar Visitec® (afilada) (Atkinson)<br>0,6 mm x 38 mm (23 G x 1 ½")  | 10                       |
| BVI-581641  | Retrobulbar Visitec® (afilada) (Atkinson)<br>0,5 mm x 38 mm (25 G x 1 ½")  | 10                       |
| BVI-585001  | Retrobulbar/peribulbar Visitec® (Atkinson)<br>0,6 mm x 32 mm (23 G x 1 ½") | 10                       |
| BVI-585019<br>(fabricado en Bidford)  | Retrobulbar (curvada) (Atkinson/Straus)<br>0,5 mm x 34 mm (25 G x 1 3/8")  | 10                       |
| BVI-585027  | Peribulbar Visitec® (Atkinson)<br>0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8")             | 10                       |
| BVI-585108  | Retrobulbar/peribulbar Visitec® (Atkinson)<br>0,5 mm x 32 mm (25 G x 1 ¼") | 10                       |
| BVI-585109  | Retrobulbar/peribulbar Visitec® (Atkinson)<br>0,4 mm x 32 mm (27 G x 1 ¼") | 10                       |
| BVI-585144  | Peribulbar Visitec® (Atkinson)<br>0,6 mm x 22 mm (23 G x 7/8")             | 10                       |
| BVI-585145  | Peribulbar Visitec® (Atkinson)<br>0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")             | 10                       |
| BVI-585176<br>(fabricado en Bidford)  | Cánula de anestesia subtenoniana Visitec®<br>1,1 mm x 25 mm (19 G x 1")    | 10                       |

#### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

#### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com

 **Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA