

# Mantenedores de cámara anterior (MCA) Visitec®

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Mantener el espacio en la cámara anterior durante los procedimientos oftálmicos.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	<b>Composición del producto:</b> <b>585061:</b> Cánula: acero inoxidable; Centro: latón niquelado; tubos de silicona <b>585149, 585163:</b> cánula acero inoxidable; centro: polipropileno; tubos de silicona <ul style="list-style-type: none"><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma</li><li>Synergy Health</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta</li><li><b>Secundario:</b> cartón</li></ul>

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

### Características generales:

- Proporciona irrigación para mantener la cámara durante la cirugía del segmento anterior.
- 585061 y 585149 tienen un tubo flexible de 25 cm. El del 585163 mide 15 cm.
- 585061 y 585163 tienen una punta especialmente diseñada que garantiza la autorretención. El 585149 tiene una punta suave.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Mantenedores de cámara anterior (MCA) Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585061	MCA de autorretención Visitec® [Lewicky] 0,90 x 3,5mm (20 G x 9/64")	3
BVI-585149	MCA oval Visitec® [Blumenthal] De 1,25 mm (18 G) a 0,90 mm (20 G) ovalada	5
BVI-585163	MCA micro estriado Visitec® [Dahan] 0,90 x 4 mm (20G x 5/32), punta biselada a 45°	10

Distribuido por:

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**  
*Keeping Your Vision in Sight*

85c Park Drive, Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire,  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)