

# Cánulas de hidrodisección e hidrodelineación Visitec®

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <b><u>Hidrodisección:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Separación de la corteza de la cápsula durante la cirugía de cataratas.</li></ul> <b><u>Hidrodelineación:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Separación del núcleo de la corteza exterior durante la cirugía de cataratas.</li></ul> <b>#585003 y 585018</b> Hidrodisección y/o hidrodelineación:
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Centro:</b> polipropileno.</li><li><b>Cánula:</b> acero inoxidable.</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Steris Corporation/Isomedix Services.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> funda de polipropileno.</li><li><b>Secundario:</b> blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.</li><li><b>Transportista:</b> envase de papel.</li></ul>

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**bvi** Beaver Visitec  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Las cánulas de hidrodissección y las cánulas de hidrodelineación Visitec® están diseñadas para separar la corteza exterior de la cápsula y, en ocasiones, de la corteza interior (núcleo) durante la cirugía de cataratas.
- Las cánulas tienen diferentes especificaciones de punta en función de la técnica del cirujano y sus preferencias.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Cánulas de hidrodissección e hidrodelineación Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585003	Microcánula en forma de J Visitec® 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8")	10
BVI-585018	Microcánula en forma de J Visitec® 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10
BVI-585036	Hidrodisector de núcleo Visitec® (Pearce) 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10
BVI-585037	Hidrodisector de núcleo Visitec® (Pearce) 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8")	10
BVI-585099	Hidrodisector de núcleo Visitec® (Sauter) 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10
BVI-585155	Hidrodisector de núcleo Visitec® (Pearce) 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10
BVI-585157	Hidrodisector para separación cortical Visitec® (Punta redondeada) 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10
BVI-585158	Hidrodisector para separación cortical Visitec® (Punta plana) 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452  
Oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA