

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Fragmentar el núcleo durante cirugía de cataratas.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Hoja de acero inoxidable581467 : Mango: acero inoxidable585181 : Mango: polisulfonaSin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gammaSynergy Health	Material de embalaje: 581467 : Principal: PETG/ Tyvek Secundario : PETG/ Tyvek 585181 : Principal : HIPS Secundario : PETG/ Tyvek

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Se utiliza para fragmentar el núcleo

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Chopper Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581467	Cuchilla para faco Visitec® [Nagahara], angulado	10
BVI-585181	Cuchilla de núcleo Visitec® [P. Koch] (45°)	3

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire, OX14
4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com