

# Instrumentos para líquido subretiniano Visitec®

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aspiración o drenaje de líquido subretiniano.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE  ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Centro:</b> polipropileno.</li><li>• <b>Cánula:</b> acero inoxidable.</li><li>• <b>Tubos:</b> silicona.</li></ul> <p><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</p>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rayos gamma.</li><li>• Synergy Health, Reino Unido.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <p><b>#585186. #585021</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Principal:</b> funda de polipropileno.</li><li>• <b>Secundario:</b> blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.</li></ul> <p><b>#585035. #585187</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Principal:</b> PETG/Tyvek.</li></ul>

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Manga flexible que permite la entrada atraumática a través de orificios o desgarros retinianos y maculares.
- 20 G (0,9 mm).
- Diseñados para aspirar líquido por debajo de la retina.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Instrumentos para líquido subretiniano Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585021	Cánula para líquido subretiniano de 6 mm (Grizzard) 0,9 mm (20 G)	5
BVI-585035	Cánula para líquido subretiniano de 6 mm (Grizzard) 0,9 mm (20 G) (curvada)	5
BVI-585186	Cánula para líquido subretiniano de 3 mm (Grizzard) 0,9 mm (20 G) (recta)	5
BVI-585187	Cánula para líquido subretiniano de 3 mm (Grizzard) 0,9 mm (20 G) (curvada)	5

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com

### Revision History

Revision	Description	Initiator	Effective Date
01	Initial Release	J.Pye	ECO-0003906