

Espátulas Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Manipulación del tejido en procedimientos quirúrgicos oftálmicos.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Mango: Policarbonato• Espátula: acero inoxidable• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma.• Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Principal: soporte de HIPS• Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- La 585141 tiene los bordes redondeados para manipular con seguridad del flap en el LASIK.
- Las 585189 y 585213 están diseñadas para raspar el epitelio corneal antes del tratamiento con láser excimer.
- La 585286 está angulada para ofrecer el máximo control, presenta una cara contorneada para resecar con precisión el epitelio adherido con un borde ligeramente afilado.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Espátulas Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585141	Espátula Visitec® [Pearce] 0,80 mm (45°)	5
BVI-585189	Espátula para excímer Visitec® [Lindstrom/Vorkas]	5
BVI-585213	Espátula para PRK Visitec®	5
BVI-585286	Espátula para LASEK Visitec® con punta en forma Microhoe (Yee), 12 mm desde el extremo	5

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA



85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com