

# Cánulas de hidrodissección e hidrodelineación Visitec®

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b>  Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b>  Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	<b>Indicaciones:</b>  <b><u>Hidrodissección:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Separación de la corteza de la cápsula durante la cirugía de cataratas.</li></ul> <b><u>Hidrodelineación:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Separación del núcleo de la corteza exterior durante la cirugía de cataratas.</li></ul> <b>#585090</b> - Expresión del núcleo con material viscoelástico a través de una capsulorrexis durante la ECCE. <b>#585191</b> - Expresión del núcleo con una solución salina equilibrada a través de una capsulorrexis durante la ECCE.
<b>Información de certificación:</b>  Certificado CE  ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Centro:</b> polipropileno.</li><li><b>Cánula:</b> acero inoxidable.</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Synergy Health, Reino Unido.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> funda de polipropileno (excepción: 585091)</li><li><b>Secundario:</b> blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.</li></ul>

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**bvi** Beaver Visitec  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Las cánulas de hidrodisección e hidrodelineación Visitec® están diseñadas para separar la corteza exterior de la cápsula y, en ocasiones, de la corteza interior (núcleo) durante la cirugía de cataratas.
- Las cánulas tienen diferentes especificaciones de punta en función de la técnica del cirujano y sus preferencias.
- Reducen los residuos medioambientales con un envase "todo en uno".

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Cánulas de hidrodisección e hidrodelineación Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581592	Hidrodiseccionador de núcleo Visitec® 0,3 mm x 22 mm (30 G x 7/8")	10
BVI-585015	Hidrodelineador de núcleo Visitec® (P. Koch) 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8")	10
BVI-585029	Microdisector en forma de J Visitec® (Pearce) 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10
BVI-585078	Hidrodiseccionador de núcleo Visitec® (Hart) 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8")	10
BVI-585090	Cánula de viscoexpresión Visitec® (Corydon) 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8") (30°)	10
BVI-585091	Cánula en forma de J Visitec® 0,6 mm x 22 mm (23 G x 7/8")	10
BVI-585107	Hidrodelineador estrecho Visitec® (Blumenthal) 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8") (45°)	10
BVI-585123	Cánula en forma de J Visitec® (Thornton) 0,55 mm x 22 mm (24 G x 7/8")	10
BVI-585148	Microcánula en forma de J Visitec® (Hessburg) 0,5 mm x 20 mm (25 G x 3/4")	10
BVI-585159	Hidrodiseccionador para separación cortical Visitec® (Bolger) 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8") (33°)	10
BVI-585191	Cánula de hidroexpresión Visitec® (Corydon) 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8") (30°)	10
BVI-585195	Hidrodiseccionador de núcleo Visitec® (Sinsky) 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8")	10
BVI-585197	Hidrodiseccionador para separación cortical Visitec® (Grabow) 0,3 mm x 16 mm (30 G x 5/8") (40°)	10
BVI-585198	Cánula de hidrodisección Visitec® (Akahoshi Style) 0,4 mm x 23 mm (27 G x 9/10")	10
BVI-585199	Cánula de hidrodisección Visitec® (Buratto) 0,5 mm x 22 mm (25 G x 1")	10
BVI-585274	Hidrodiseccionador de núcleo Visitec® 0,4 mm x 22 mm (27 G x 7/8")	10
BVI-585294	Hidrodiseccionador de núcleo Visitec® (Chang) 0,4 mm x 18 mm (27 G x 7/10") (33°)	10
BVI-585295	Hidrodiseccionador de núcleo Visitec® (Chang) 0,4 mm x 18 mm (27 G x 7/10") (47°)	10

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **bvi Beaver Visitec**  
*Keeping Your Vision in Sight*

85c Park Drive, Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire,  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)