

Cánula para FLACS Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Abrir las incisiones en córnea clara creadas mediante láser de femtosegundo durante la cirugía de la catarata, inyectar solución viscoelástica en la cámara anterior y comprobar que la capsulorrexia se ha soltado de la cápsula anterior.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Centro: polipropileno.Cánula: acero inoxidable.Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: funda de polipropileno.Secundario: blíster de PETG / tapa de Tyvek recubierta.Transportista: envase de papel.

Distribuido por:



MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Características generales:

- Se ha diseñado un borde anterior de 1 mm que permite abrir todo tipo de incisiones de la femtofac: (principal, paracentesis y arcuatas)
- La cánula de 25 G permite inyectar viscoelásticos u otras soluciones en el ojo.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Cánula para FLACS Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585200	Cánula para FLACS Visitec [Schweitzer] 0,5 mm x 22 mm (25 G x 7/8")	10

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA