

Blefarostatos Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase I MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <u>581413. 581443. 585094. 585203</u> <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. <u>581474. 581477</u> <ul style="list-style-type: none">Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Sujetar los párpados durante la cirugía oftálmica para mantener el ojo abierto.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Hoja: acero inoxidableSin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gammaSynergy Health, Reino Unido	Material de embalaje: <u>581413. 581443</u> Principal: PETG/Tyvek <u>581474. 581477</u> Principal: Tyvek/Mylar <u>585094. 585203</u> Principal: PETG/Tyvek

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Los blefarostatos de resorte facilitan su colocación y retirada.
- Disponibles con asas de alambre abiertas y cerradas.
- El modelo 585203 está pensado para su uso en población pediátrica.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Blefarostatos Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581413	Blefarostato Visitec® (hoja abierta) 0,8 mm	10
BVI-581443	Blefarostato Visitec® (hoja abierta) 0,9 mm	10
BVI-581474	Blefarostato para adultos Visitec® con hojas macizas [Barraquer]	10
BVI-581477	Blefarostato para adultos Visitec® de alambre con asas cerradas[Barraquer]	10
BVI-585094	Blefarostato Visitec® [Kratz/Barraquer] 40 x 26,5 mm	3
BVI-585203	Blefarostato pediátrico Visitec® [Wortham] 34 x 21 mm	3

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com