



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Retracción del iris durante los procedimientos quirúrgicos.• El micro retractor también permite retraer la cápsula durante los procedimientos quirúrgicos.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• 585067• Punta de acero inoxidable• Mango de policarbonato• 585209• Alambre de oro• Clip de acero inoxidable• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma• Synergy Health	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Principal: HIPS.• Secundario: PETG/Tyvek

Características generales:

- 585067 Su diminuto tamaño permite retraer el iris o la cápsula sin interferir con otras maniobras quirúrgicas. Angulación de 30°.
- 585209 Ganchos flexibles, hechos con alambre de oro, diseñados para retraer el iris durante la cirugía.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Retradores Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585067	Micro retractor Visitec® [Pearce] (30°) 	3
BVI-585209	Micro ganchos de iris Visitec® [Engels] 8 mm de largo x 0,08 mm de diámetro 	25

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Todos los demás clientes:
85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire, OX14
4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com