

Cánulas de inyección/retracción de alta viscosidad Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Indicaciones: <ul style="list-style-type: none">Inyección de aceite de silicona y otros líquidos viscosos durante la cirugía vitreorretiniana.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Tubo: polietileno/PVA/celulosa.Centro: polipropileno.Cánula: acero inoxidable.Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: funda de polipropileno.Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Diseñadas para la inyección y la extracción de aceite de silicona y otros líquidos viscosos durante la cirugía vitreorretiniana.
- #585217 La cánula de 19G tiene una pared fina que permite una mejor velocidad de flujo. La punta biselada a 45° facilita una inserción más sencilla a través de la esclerotomía.
- #585002 La cánula de 16 G tiene un bisel de 20°.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Cánulas de inyección/retracción de alta viscosidad Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585002	Inyector de alta viscosidad Visitec® (Peyman) 1,6 mm x 9 mm (16 G x 3/8")	5
BVI-585217	Cánula de extracción de aceite de silicona Visitec® (Connor) 1,1 x 12 mm (19 G x 1/2")	10

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA, 02452, EE. UU.
Oficina: 866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA