

## Cánulas con Micro Punta Visitec®

Material estéril un solo uso



Distribuido por:



### Clase del Producto

Clase IIa, estéril, un solo uso  
De acuerdo con la Directiva del Consejo  
93/42/EEC relativa a los productos sanitarios

### Fabricante

Beaver-Visitec International Ltd.  
Bidford, UK

### Información de Certificados

#### • Certificado CE

CE 0120  
SGS Certificado US96/7138

#### • Certificados ISO

ISO 9001:2008 - Certificado US96/7137  
ISO 13485:2003 - Certificado US96/7140  
ISO 14001:2004 – Certificado 423

### Producto estéril

- Irradiación Gamma (cobalto 60)
- Sterigenics, Fleurus, Belgium

### Caducidad

- 5 a partir de la fecha de fabricación

### Indicaciones

Diseñadas para utilizar en cirugía  
vitreo-retinal.

### Composición del Producto

- **Tubo:** Acero inoxidable
- **Cono:** Polipropileno
- **Ausencia de:** Látex / PVC / Ftalatos/  
Componentes de origen animal

### Material del envase









- **Envase unitario:** Cubierta Tyvek, PETG
- **Caja:** Cartón

## Características Generales

- Proveen una entrada sin trauma a través de los desgarros u orificios maculares y retinales, reduciendo la posibilidad de dañar la retina.
- Diseñadas para inyectar o aspirar fluido por debajo de la retina.
- La superficie de la punta del inyector, opuesta al bisel, puede utilizarse para elevar levemente la retina mientras se inyecta el fluido.
- Mirar la tabla inferior para dimensiones y descripciones detalladas.

**Cuidados & Precauciones:** Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario.

## Información para pedidos:

Cánulas con Micro Punta Visitec®		
Referencia #	Descripción	Foto
BVI-585219	Inyector subretinal [Lambert], .90 x 29 mm (20G x 1 5/32 in) cánula con .23 x 7 mm (32G x 5/16 in) extensión de punta	
BVI-585177	Inyector subretinal [Glaser], .90 x 25 mm (20G x 1 in) cánula con .23 x 3 mm (32G x 1/8 in) extensión de punta. Mango curvo	
BVI-585178	Inyector subretinal [Glaser], .90 x 25 mm (20G x 1 in) cánula con .23 x 3 mm (32G x 1/8 in) extensión de punta	
BVI-585182	Cánula Vitreoretinal [Vander], .90 x 25 mm (20G x 1 in) cánula con .30 x 5 mm (30G x 3/16 in) extensión de punta	
BVI-585183	Cánula Vitreoretinal [Vander], .90 x 25 mm (20G x 1 in) cánula con .30 x 5 mm (30G x 3/16 in) extensión de punta, 45°, 2.5 mm desde la punta	
BVI-585221	Cánula Subretinal [Lambert], .90 x 29 mm (20G x 1 5/32in) cánula con .23 x 7 mm (32G x 5/16 in) extensión de punta, 70°, 3 mm desde la punta. Punta roma	
BVI-585188	MVR Cannula [Glaser], .90 x 25 mm (20G x 1 5/32 in) cánula con .23 x 4 mm (32G x 5/16 in) extensión de punta, 65°, 1 mm desde la punta. Punta roma	
BVI-585211	Vitreoretinal Aspirator [Landers], .90 x 25 mm (20G x 1 in) cánula con .40 x 4 mm (27G x 5/32 in) extensión de punta	

Cantidad por caja: 5

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès  
T. 935 893 637 | F. 935 892 829  
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

**bvi** Beaver Visitec  
Keeping Your Vision in Sight

Paseo de la Castellana, 95  
Planta 18, Madrid, España  
Tel.: 0034 91 123 03 35  
Fax: 0034 91 181 74 94  
www.beaver.visitec.com