

Cánulas de I e A bimanuales y coaxiales Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

| | |
|--|--|
| Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios | Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. |
| Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido | Indicaciones: <ul style="list-style-type: none">• Irrigación y/o aspiración durante la cirugía de cataratas. |
| Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004 | Composición del producto: <u>#581279 y #581624</u> <ul style="list-style-type: none">• Centro: latón niquelado.• Cánula: acero inoxidable. <u>#585089, #585222, #585223</u> <ul style="list-style-type: none">• Centro: polipropileno.• Cánula: acero inoxidable. <ul style="list-style-type: none">• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal. |
| Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma.• Synergy Health, Reino Unido. | Material de embalaje: <u>#581279</u> <ul style="list-style-type: none">• PETG/Tyvek <u>#581624, #585089</u> <ul style="list-style-type: none">• Blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta <u>#585222, #585223</u> <ul style="list-style-type: none">• Funda de polipropileno• Blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta |

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision In Sight

Características generales:

- Diseñadas para retirar material cortical de la bolsa de la cápsula al mismo tiempo que se irriga.
 1. Cánulas bimanuales de I e A #581624, #585089
Las cánulas de irrigación y aspiración separadas se introducen a través de dos incisiones de puerto lateral opuestas o de incisiones puerto lateral y faco.
 2. Cánulas coaxiales de I e A (#581279, #581624, #585089)
Estos productos integran la aspiración y la irrigación en un solo instrumento y, habitualmente, se introducen en el ojo a través de la incisión de faco.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

| Cánulas de I e A bimanuales y coaxiales Visitec® | | |
|--|---|-------------------|
| N.º de artículo | Descripción | Cantidad por caja |
| BVI-581279 | Cánula de I e A coaxial Visitec® (modificada) (Pearce) 1,2 mm (18 G)/0,8 mm (21 G) | 5 |
| BVI-581624 | Cánula de I e A coaxial Visitec® (Pearce) 1,2 mm (18 G) | 5 |
| BVI-585089 | Cánula de I e A Visitec® (Gills) 0,6 mm/0,5 mm (23 G/25 G) | 5 |
| BVI-585222 | Cánula de aspiración bimanual Visitec® 0,6 mm x 17 mm (23 G x 5/8") | 10 |
| BVI-585223 | Cánula de irrigación bimanual Visitec® 0,8 mm x 17 mm (21 G x 5/8") | 10 |

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA, 02452, EE. UU.
Oficina: 866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA