

# Cánulas de punta suave Visitec®

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilización en cirugía retiniana.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cánula:</b> acero inoxidable.</li><li>• <b>Centro:</b> polipropileno.</li><li>• <b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rayos gamma.</li><li>• Steris Corporation/Isomedix Services.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Principal:</b> blíster de PETG/blíster de Tyvek.</li></ul>

Distribuido por:



**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## Características generales:

- La punta de silicona atraumática protege la retina durante la aspiración y el drenaje de líquido subretiniano.
- El diseño de la punta aumenta al máximo el flujo.
- Punta de silicona de 0,8 mm diseñada para su utilización con trocares con válvula.
- Punta de silicona de 3,0 mm diseñada para su utilización con trocares sin válvula.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Cánulas de punta suave Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585226	Cánulas de punta suave Visitec®, 0,6 mm x 33 mm (23 G x 1,3"), punta de 3 mm	10
BVI-585229	Cánulas de punta suave Visitec®, 0,5 mm x 33 mm (25 G x 1,3"), punta de 3 mm	10
BVI-587002	Cánula de punta suave Visitec®, 0,6 mm x 33 mm (23 G x 1,3"), punta de 0,8 mm	10
BVI-587003	Cánula de punta suave Visitec®, 0,5 mm x 33 mm (25 G x 1,3"), punta de 0,8 mm	10

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA