

# Extractores de corteza Visitec®

Material estéril de un solo uso

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ayudar en la retirada de corteza durante el procedimiento de extracción de cataratas.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Centro:</b> polipropileno.</li><li><b>Cánula:</b> acero inoxidable.</li><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Synergy Health, Reino Unido.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> funda de polipropileno.</li><li><b>Secundario:</b> blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.</li><li><b>Transportista:</b> envase de papel.</li></ul>

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Diseñado para lograr una aspiración eficaz de la corteza.

**Advertencia y precauciones:** Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Extractores de corteza Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585075	Extractor de corteza Visitec® 0,6 mm x 16 mm (23 G x 5/8")	10
BVI-585106	Extractor de corteza Visitec® (Charleux) 0,5 mm x 12,5 mm (24 G x ½")	10
BVI-585193	Extractor de corteza Visitec® 0,6 mm x 16 mm (23 G x 5/8")	10
BVI-585227	Extractor de corteza Visitec® (Blumenthal) 0,6 mm x 23,5 mm (23 G x 15/16")	10

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA



85c Park Drive, Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire,  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)