

# Cuchilletes estilete/MVR EdgeAhead®

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	<b>Indicaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseñados para crear incisiones punzantes precisas, uniformes y estancas.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE  ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hoja:</b> Acero inoxidable</li><li>• <b>Mango:</b> Policarbonato</li><li>• <b>Sin:</b> Látex de caucho natural/PVC/ftalatos/componentes de origen animal</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rayos gamma (cobalto 60)</li><li>• Synergy Health, Reino Unido</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Blíster:</b> Tapa de Tyvek recubierta, PETG</li><li>• <b>Portahojas:</b> HIPS</li><li>• <b>Transportista:</b> Envase de papel</li></ul>

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**bvi Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Los cuchilletos estilete/MVR EdgeAhead® están diseñados para crear incisiones punzantes precisas, uniformes y estancas.

**Advertencia y precauciones:** Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Bisturios estilete/MVR EdgeAhead®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
<b>BVI-376630</b>	Cuchillote estilete/MVR Beaver® EdgeAhead® 0,90 mm recto (20 G)	<b>10</b>
<b>BVI-585231</b>	Cuchillote estilete/MVR Visitec® EdgeAhead® 0,60 mm recto(23 G)	<b>5</b>
<b>BVI-585232</b>	Cuchillote estilete/MVR Visitec® EdgeAhead® 0,60 mm recto(23 G) (45°)	<b>5</b>
<b>BVI-585240</b>	Cuchillote estilete/MVR Visitec® EdgeAhead® 1,1 mm recto (19 G)	<b>5</b>

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire,  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA