

Manipuladores refractarios Visitec®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Indicaciones: <ul style="list-style-type: none">Manipulación de tejidos durante intervenciones quirúrgicas refractarias.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: N.º <u>585233</u> <ul style="list-style-type: none">Mango: polisulfona.Rodillo/manga: silicio.Cable: acero inoxidable. N.º <u>585254</u> <ul style="list-style-type: none">Mango: polisulfona.Extremos de trabajo: acero inoxidable.Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: HIPSSecundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.Transportista: envase de papel.

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Elevador de colgajos: diseñado para levantar de forma automática colgajos corneales durante la intervención quirúrgica laminar corneal. El extremo angulado se utiliza para separar el epitelio alrededor de una incisión previa. El extremo en espátula se utiliza para levantar el colgajo corneal.
- Rodillo para colgajos: actúa como prensador para eliminar el exceso de líquido de la interfaz, alisa el colgajo y elimina los pliegues. Diseñado para crear un canal estanco para la adhesión del tejido.

Advertencia y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Manipuladores refractarios Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585254	Elevador de colgajo Visitec® Lasik (Kritzinger-Updegraff)	5
BVI-585233	Rodillo para colgajo Visitec® LASIK (Lindstrom) 14 mm	5

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com