



Cánulas Lasik Visitec®

Material estéril un solo uso

Distribuido por:



Clase del Producto

Clase IIa, estéril, un solo uso
De acuerdo con la Directiva del Consejo
93/42/EEC relativa a los productos sanitarios

Fabricante

Beaver-Visitec International Ltd.
Bidford, UK

Información de Certificados

- **Certificado CE**
CE 0120
SGS Certificado US96/7138
- **Certificados ISO**
ISO 9001:2008 - Certificado US96/7137
ISO 13485:2003 - Certificado US96/7140
ISO 14001:2004 - Certificado 423

Producto estéril

- Irradiación Gamma (cobalto 60)
- Sterigenics, Fleurus, Belgium

Caducidad

- 5 a partir de la fecha de fabricación

Indicaciones

Diseñada para utilizar en cirugías
refractivas.

Composición del Producto

- **Tubo:** Acero inoxidable
- **Cono:** Polipropileno
Acero inoxidable (para 585216)
- **Ausencia de:** Látex / PVC / Ftalatos/
Componentes de origen animal

Material del envase







- **Envase unitario:** Cubierta Tyvek, PETG
- **Caja:** Cartón

Características Generales

- Utilizadas después de la ablación para lavar las partículas de caras anterior y posterior del flap y el lecho estromal.
- En la siguiente tabla se detallan las dimensiones y especificaciones.

Cuidados & Precauciones: Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario.

Información para pedidos:

Cánulas Lasik Visitec®		
Referencia #	Descripción	Foto
BVI-585280	[Solomon], .50 x 22 mm (25G x 7/8 in) cánula de pared fina, punta angulada provista de tres puertos .25 mm 8 mm extensión con 11 mm radio.	
BVI-585250	[Lindtrom], .50 x 22 mm (25G x 7/8 in), provisto de tres puertos .25 mm ubicados a 7 mm extensión con 11 mm radio, 45°.	
BVI-585216	[Vidaurri], 1.6 x 12 mm (16G x 1/2 in) cánula con dos extensiones de punta .50 x 13 mm (25G x 9/16 in) a 45° angulada, provista de cuatro puertos .25 mm ubicados a 13 mm extensiones duales.	
BVI-585259	[Daya], .80 x 22 mm (21G x 7/8 in), 45°, 12 mm desde el final, plana .50 mm, 5 mm desde la punta.	
BVI-585271	[Daya], .60 x 20 mm (23G x 13/16 in), 45°, 10 mm desde el final, plana .30 mm, 1 mm desde la punta.	
BVI-585252	[Hersh], .60 x 22 mm (23G x 7/8 in), 45° 9 mm desde la punta espatulada.	

Cantidad por caja: 10 y 5 para 585216

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Paseo de la Castellana, 95
Planta 18, Madrid, España
Tel.: 0034 91 123 03 35
Fax: 0034 91 181 74 94
www.beaver.visitec.com