

Hojas de trépano corneal Beaver®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Para disecciones de la córnea durante intervenciones quirúrgicas oftálmicas.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 - Certificado US10/81385	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Hoja: acero inoxidable.• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Óxido de etileno.• Sterigenics.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Principal: protector de hoja SBS/poliestireno Caja• Secundario: bolsa Tyvek/polietileno

Distribuido por:



MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Características generales:

- El borde de corte uniforme y afilado facilita el corte simétrico y vertical de todas las capas corneales.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Hojas de trépano corneal Beaver®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-9550026	Hoja de trépano corneal Beaver® 4,0 mm	1
BVI-0009701	Hoja de trépano corneal Beaver® 5,0 mm	1
BVI-0009703	Hoja de trépano corneal Beaver® 5,5 mm	1
BVI-0009705	Hoja de trépano corneal Beaver® 6,0 mm	1
BVI-0009706	Hoja de trépano corneal Beaver® 6,25 mm	1
BVI-0009707	Hoja de trépano corneal Beaver® 6,5 mm	1
BVI-0009708	Hoja de trépano corneal Beaver® 6,75 mm	1
BVI-0009709	Hoja de trépano corneal Beaver® 7,0 mm	1
BVI-0009710	Hoja de trépano corneal Beaver® 7,85 mm	1
BVI-0009719	Hoja de trépano corneal Beaver® 7,25 mm	1
BVI-0009711	Hoja de trépano corneal Beaver® 7,5 mm	1
BVI-0009722	Hoja de trépano corneal Beaver® 7,75 mm	1
X-00-09713	Hoja de trépano corneal Beaver® 8,0 mm	1
BVI-0009727	Hoja de trépano corneal Beaver® 8,25 mm	1
X-00-09715	Hoja de trépano corneal Beaver® 8,5 mm	1
BVI-0009723	Hoja de trépano corneal Beaver® 8,75 mm	1
BVI-0009717	Hoja de trépano corneal Beaver® 9,0 mm	1
BVI-9550025	Hoja de trépano corneal Beaver® 9,25 mm	1
BVI-9550005	Hoja de trépano corneal Beaver® 9,5 mm	1
BVI-0009721	Hoja de trépano corneal Beaver® 10,0 mm	1
BVI-9550006	Hoja de trépano corneal Beaver® 10,5 mm	1
X-00-09725	Hoja de trépano corneal Beaver® 11,0 mm	1
BVI-9550013	Hoja de trépano corneal Beaver® 11,5 mm	1
BVI-9550028	Hoja de trépano corneal Beaver® 12,0 mm	1
BVI-9550029	Hoja de trépano corneal Beaver® 13,0 mm	1
X-00-09728	Hoja de trépano corneal Beaver® 14,0 mm	1

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Revision History

Revision	Description	Initiator	Effective Date
01	Initial Release	J.Pye	EC0-0003902