

# Oclusores puntales Parasol® Quickload™

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b>  Sin clase FDA 510(k)-K972523 Clase IIb MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b>  Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Indicaciones:</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>Los oclusores puntales están indicados para el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b>  Certificado CE  ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>Silicona de grado médico y tinte de dióxido de titanio.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>Rayos gamma.</li><li>Steris Corporation, Isomedix Services.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b>  <b>Principal:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bandeja de PETG.</li></ul> <b>Secundario:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tapa de Tyvek.</li></ul>

## Características generales:

- **Inserción sencilla:** la punta hueca del Parasol® se hunde al introducirse, por lo que no es necesario realizar una dilatación puntal en la mayoría de casos.
- **Dimensiones sencillas:** dos tamaños, pequeño y mediano, adecuados para prácticamente todos los pacientes. Existe un tamaño grande para puntos lagrimales de dimensiones poco frecuentes.
- **Retención aprobada:** Parasol® está diseñado para lograr una retención excelente, según se muestra en un estudio clínico independiente<sup>1</sup>.

**Advertencia y precauciones:** Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

## Información del producto:

Oclusores puntales Parasol® Quickload™		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-A14-201QL	Oclusor puntal Parasol® Quickload™ Pequeño: 0,35 mm - 0,65 mm	16
BVI-A14-202QL	Oclusor puntal Parasol® Quickload™ Mediano: 0,6 mm - 0,85 mm	16
BVI-A14-203QL	Oclusor puntal Parasol® Quickload™ Grande: + 0,9 mm	16
BVI-A14-205QL	Oclusor puntal Parasol® Quickload™ Paquete combinado pequeño/mediano	16

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

<sup>1</sup> McCabe, C. (2009) Punctal occlusion reduces dry eye symptoms and improves vision. Review of Ophthalmology, 16(11), 55-58

## Size Comparison Chart

TRADITIONAL PLUGS	0.2 mm	0.3 mm	0.4 mm	0.5 mm	0.6 mm	0.7 mm	0.8 mm	0.9 mm +
PARASOL®	X-SMALL	SMALL		MEDIUM		LARGE		