

# Oclusores puntales precargados Parasol® y oclusores puntales no estériles Parasol® a granel

Material de un solo uso estéril y no estéril



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Sin clase FDA Clase IIb MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Indicaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Los oclusores puntales están indicados para el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Oclusores puntales:</b> silicona de grado médico y tinte de dióxido de titanio.</li><li>• <b>Insertador precargado:</b> ABS con colorante negro; <b>Cable:</b> acero inoxidable.</li><li>• <b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rayos gamma</li><li>• Steris Corporation, Isomedix Services.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <b>Estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bandeja de PETG, tapa de Tyvek.</li></ul> <b>No estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bolsa de polietileno.</li></ul> <b>Transportista:</b> envase de papel (estéril/no estéril).

## Características generales:

- **Inserción sencilla:** la punta hueca de Parasol se hunde al introducirse, por lo que ya no es necesario realizar una dilatación puntal en la mayoría de casos.
- **Dimensiones sencillas:** dos tamaños, pequeño y grande, adecuados para prácticamente todos los pacientes. Existe un tamaño extrapequeño y otro grande para puntos lagrimales de dimensiones poco frecuentes.
- **Retención aprobada:** Parasol está diseñado para lograr una retención excelente, según se muestra en un estudio clínico independiente<sup>1</sup>.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

## Información del producto:

### Oclusores puntales precargados Parasol® y oclusores puntales no estériles Parasol® a granel

N.º de artículo	Descripción	Estéril	No estéril
BVI-A14-200	Oclusor puntal precargado Parasol® Extrapequeño: 0,25 mm - 0,35 mm	2 pares	
BVI-A14-201	Oclusor puntal precargado Parasol® Pequeño: 0,35 mm - 0,65 mm	2 pares	
BVI-A14-202	Oclusor puntal precargado Parasol® Mediano: 0,6 mm - 0,85 mm	2 pares	
BVI-A14-203	Oclusor puntal precargado Parasol® Grande: + 0,9 mm	2 pares	
BVI-A14-201BN	Oclusor puntal Parasol® a granel Pequeño: 0,35 mm - 0,65 mm		20 por caja
BVI-A14-202BN	Oclusor puntal Parasol® a granel Mediano: 0,6 mm - 85 mm		20 por caja
BVI-A14-203BN	Oclusor puntal Parasol® a granel Grande: + 0,9 mm		20 por caja
BVI-A14-209BN	Oclusor puntal Parasol® a granel Combinación S/M		20 por caja
BVI-A20-203BN	Oclusor puntal Parasol® a granel Grande: 0,9 mm+		10 por caja

#### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452  
Oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

#### Todos los demás clientes:


85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761



**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

<sup>1</sup> McCabe, C. (2009) Punctal occlusion reduces dry eye symptoms and improves vision. Review of Ophthalmology, 16(11), 55-58

## Size Comparison Chart

TRADITIONAL PLUGS	0.2 mm	0.3 mm	0.4 mm	0.5 mm	0.6 mm	0.7 mm	0.8 mm	0.9 mm +
PARASOL®	X-SMALL	SMALL		MEDIUM	LARGE			