

Oclusores puntales Parasol® Quickload™

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Sin clase FDA 510(k)-K972523 Clase IIb MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Indicaciones: <ul style="list-style-type: none">• Los oclusores puntales están indicados para el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Silicona de grado médico y tinte de dióxido de titanio.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma.• Steris Corporation, Isomedix Services.	Material de embalaje: Principal: <ul style="list-style-type: none">• Bandeja de PETG. Secundario: <ul style="list-style-type: none">• Tapa de Tyvek.

Características generales:

- **Inserción sencilla:** la punta hueca del Parasol® se hunde al introducirse, por lo que no es necesario realizar una dilatación puntal en la mayoría de casos.
- **Dimensiones sencillas:** dos tamaños, pequeño y mediano, adecuados para prácticamente todos los pacientes. Existe un tamaño grande para puntos lagrimales de dimensiones poco frecuentes.
- **Retención aprobada:** Parasol® está diseñado para lograr una retención excelente, según se muestra en un estudio clínico independiente¹.

Advertencia y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Oclusores puntales Parasol® Quickload™		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-A14-201QL	Oclusor puntal Parasol® Quickload™ Pequeño: 0,35 mm - 0,65 mm	16
BVI-A14-202QL	Oclusor puntal Parasol® Quickload™ Mediano: 0,6 mm - 0,85 mm	16
BVI-A14-203QL	Oclusor puntal Parasol® Quickload™ Grande: + 0,9 mm	16
BVI-A14-205QL	Oclusor puntal Parasol® Quickload™ Paquete combinado pequeño/mediano	16

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

¹ McCabe, C. (2009) Punctal occlusion reduces dry eye symptoms and improves vision. Review of Ophthalmology, 16(11), 55-58

Size Comparison Chart

TRADITIONAL PLUGS	0.2 mm	0.3 mm	0.4 mm	0.5 mm	0.6 mm	0.7 mm	0.8 mm	0.9 mm +
PARASOL®	X-SMALL	SMALL		MEDIUM		LARGE		