

Accesorios del ocluser puntal Visitec®

Material no estéril

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase I MDD, no estéril, reutilizable A14-302 no disponible en Reino Unido De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">N/D.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: N.º A14-300 <ul style="list-style-type: none">Ayuda en la inserción de ocluseros puntales Quickload™ estériles y no estériles a granel. N.º A14-302 <ul style="list-style-type: none">Ayuda en el dimensionamiento adecuado del tapón con el apoyo de un microdilataador para dilatar puntos lagrimales extrapequeños.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: N.º A14-300 <ul style="list-style-type: none">Cánula/insertador: acero inoxidable.Mango/dilatador: acetal. N.º A14-302 <ul style="list-style-type: none">Dilatador/medidor: acero inoxidable.Mango: Acetron. <ul style="list-style-type: none">Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">N/D.	Material de embalaje: N.º A14-300 <ul style="list-style-type: none">Principal: bandeja de PETG/tapa de Tyvek recubierta.Secundario: envase de papel. N.º A14-302 <ul style="list-style-type: none">Principal: espuma de polietileno.Secundario: caja de cartón.

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver-Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

BVI, el logotipo de BVI y todas las demás marcas comerciales registradas (a menos que se indique lo contrario) son propiedad de una empresa Beaver-Visitec International ("BVI")
© 2017 BVI 0590213ES-0117 Rev01

Características generales:

- A14-300: diseñado para ayudar a un médico a colocar tapones puntales a granel en un punto lagrimal del paciente.
- A14-302: instrumento de doble función previsto para determinar el tamaño de Parasol adecuado para el paciente así como para dilatar puntos lagrimales extrapequeños.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Accesorios del ocluser puntal Visitec® - Material no estéril		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad Por envase
BVI-A14-300	Insertador reutilizable del sistema Visitec® Parasol	2
BVI-A14-302 (NO DISPONIBLE EN REINO UNIDO)	Medidor puntal/microdilataador Visitec®, 0,6 mm	1

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452
Oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com