

# Oclusores puntales precargados Micro Flow™ y oclusores puntales Micro Flow™ a granel

Material de un solo uso estéril y no estéril



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Sin clase FDA Clase IIb MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Indicaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Los oclusores puntales están indicados para el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Oclusores puntales:</b> silicona y dióxido de titanio.</li><li>• <b>Insertador precargado:</b> ABS con colorante negro;</li><li>• <b>Cable:</b> acero inoxidable.</li><li>• <b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Steris Corporation, Isomedix Services.</li><li>• Rayos gamma</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <b>Estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Principal:</b> bandeja de PETG/tapa de Tyvek.</li><li>• <b>Secundario:</b> envase de papel.</li></ul> <b>A granel, no estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Principal:</b> bolsa de polietileno.</li><li>• <b>Secundario:</b> envase de papel.</li></ul>

## Características generales:

- El oclisor puntal Micro Flow™ está diseñado para ofrecer un medio simple y reversible de oclusión parcial al limitar el drenaje de lágrimas al conducto lagrimal.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

## Información del producto:

<b>Oclusores puntales precargados Micro Flow™ y oclusores puntales Micro Flow™ a granel</b>			
<b>N.º de artículo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Estéril</b>	<b>A granel No estéril</b>
<b>BVI-A14-401</b>	<b>Oclisor puntal precargado Micro Flow™ Pequeño: 0,4 mm - 0,55 mm</b>	<b>2 pares</b>	
<b>BVI-A14-402</b>	<b>Oclisor puntal precargado Micro Flow™ Mediano: 0,55 mm - 0,7 mm</b>	<b>2 pares</b>	
<b>BVI-A14-403</b>	<b>Oclisor puntal precargado Micro Flow™ Grande: 0,7 mm - 0,85 mm</b>	<b>2 pares</b>	
<b>BVI-A20-401BN</b>	<b>Oclisor puntal Micro Flow™ a granel Pequeño: 0,4 mm - 0,55 mm</b>		<b>10 por caja</b>
<b>BVI-A20-402BN</b>	<b>Oclisor puntal Micro Flow™ a granel Mediano: 0,55 mm - 0,7 mm</b>		<b>10 por caja</b>
<b>BVI-A20-403BN</b>	<b>Oclisor puntal Micro Flow™ a granel Grande: 0,7 mm - 0,85 mm</b>		<b>10 por caja</b>

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452  
Oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)



Distribuido por:

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA