

# Backflush Desechable Vitreq

Material de un solo uso estéril



## Ficha técnica

<b>Clase de Producto:</b> MDD Clase IIa estéril, un solo uso	<b>Caducidad:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 años desde la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Vitreq Holanda	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Un instrumento de mano pensado para la manipulación de líquidos y gases durante la cirugía vitreorretiniana.</li></ul>
<b>Certificados:</b> Certificado CE ISO 13485	<b>Composición:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mango</b> : ABS</li><li>• <b>Depósito</b> : SEBS</li><li>• <b>Mecanismo</b> : Poliamida</li><li>• <b>Eje</b> : Aleación de níquel y cobalto</li><li>• <b>Cepillo</b> : Silicona</li><li>• <b>Tubo</b> : Silicona y conexiones de nylon</li> <li>• <b>Ausencia de:</b> Látex / Pftalatos / Componentes de origen animal</li></ul>
<b>Método de esterilización:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ETO</li></ul>	<b>Material de empaquetado:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Primario:</b> Bandeja de PETG y embolsado de papel</li><li>• <b>Secundario:</b> Caja de cartón</li></ul>

### Características generales:

- Variedad de modelos y tamaños desechables
- Codificado por colores para facilitar su identificación
- Control pasivo y activo de la aspiración en un solo instrumento
- Depósito ampliado para una mayor capacidad de absorción
- Se utiliza en la sala de operaciones, u otras instalaciones estériles que proporcionan un área en la que se puede realizar la cirugía oftalmológica.

**Advertencias y precauciones:** Información en las instrucciones de uso.

---

### Referencias:

#### Backflush Desechable Vitreo

Ref.	Descripción	Cantidad por Caja
BVI-BF23.D01	Backflush 23G Punta Roma	5
BVI-BF23.D02	Blackflush 23G Cepillo	5
BVI-BF23.D05	Blackflush 23G Cepillo Retráctil	5
BVI-BF23.D07	Backflush 23G Punta Silicona Extensible	5
BVI-BF25.D01	Backflush 25G Punta Roma	5
BVI-BF25.D02	Blackflush 25G Cepillo	5
BVI-BF25.D05	Blackflush 25G Cepillo Retráctil	5
BVI-BF25.D07	Backflush 25G Punta Silicona Extensible	5
BVI-BF27.D01	Backflush 27G Punta Roma	5
BVI-BF27.D02	Blackflush 27G Cepillo	5
BVI-BF20.D01	Blackflush 27G Cepillo Retráctil	5
BVI-BF20.D02	Backflush 27G Punta Silicona Extensible	5

### Distribuido por:

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès  
T. 935 893 637 | F. 935 892 829  
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

