

Pinzas reutilizables Vitreq

Adaptador Vitreq

Material Reutilizable



Ficha Técnica

Tipo de producto: MDD Clase I	Caducidad: <ul style="list-style-type: none">N/A, reusable device
Fabricante: Vitreq The Netherlands	Uso: <ul style="list-style-type: none">Pinzas diseñadas para agarrar y manipular el tejido intraocular durante la cirugía oftálmica.
Certificados: ISO 13485	Composición: Adaptador delimpieza: <ul style="list-style-type: none">Adaptador : Polifenilsulfeno Pinza: <ul style="list-style-type: none">Mango : TitanioPuntas: Acero inoxidableVastago : Aleación de níquel y cobalto, Acero inoxidableAusencia de: Latex / Pftalatos / componentes de origen animal

Características Generales:

- Pinzas reutilizables , varios modelos y tamaños.
- Codificación por colores dependiendo de las medidas (G)
- Accesorio: adaptador de limpieza reutilizable
- Se puede esterilizar con autoclave (según instrucciones de uso).

Precauciones: En las instrucciones de uso y etiquetaje.

Referencias:

Pinzas Reutilizables y adaptador de limpieza Vitreq

Referencias	Descripción	Cantidad por caja
BVI-FC00.R03	ADAPTAODR DE LIMPIEZA	1
BVI-FC23.R02	PINZA 23G AGARRE SERRADO	1
BVI-FC23.R03	PINZA 23G PUNTA AGARRE ILM	1
BVI-FC23.R04	PINZA 23G PUNTA DE AGARRE ASIMÉTRICA	1
BVI-FC23.R05	PINZA 23G PUNTA AGARRE ECKARDT	1
BVI-FC23.R06	PINZA 23G KUHN 45º GRAN AGARRE	1
BVI-FC23.R07	PINZA 23G SHAH XTRA AGARRE	1
BVI-FC25.R02	PINZA 25G AGARRE SERRADO	1
BVI-FC25.R03	PINZA 25G PUNTA AGARRE ILM	1
BVI-FC25.R04	PINZA 25G PUNTA DE AGARRE ASIMÉTRICA	1
BVI-FC25.R05	PINZA 25G PUNTA AGARRE ECKARDT	1
BVI-FC25.R06	PINZA 25G KUHN 45º GRAN AGARRE	1
BVI-FC25.R07	PINZA 25G SHAH XTRA AGARRE	1
BVI-FC27.R05	PINZA 27G PUNTA AGARRE ECKARDT	1
BVI-FC27.R07	PINZA 27G SHAH XTRA AGARRE	1
BVI-FC20.R02	PINZA 20G AGARRE SERRADO	1
BVI-FC20.R03	PINZA 20G PUNTA AGARRE ILM	1
BVI-FC20.R04	PINZA 20G PUNTA DE AGARRE ASIMÉTRICA	1
BVI-FC20.R05	PINZA 20G PUNTA AGARRE ECKARDT	1
BVI-FC27.R03	PINZA 27G PUNTA AGARRE ILM	1

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY UK
Office: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA





